


Vaporisation de l'eau pure

A - montage expérimental

On dépose 150 mL d'eau dans un ballon puis on met le dispositif de chauffage en fonction. On relève ensuite la température de l'eau toutes les minutes.



B - Valeurs expérimentales

t en min	T en °C
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

C - Graphique

Représentation graphique de la variation de la **température** de l'eau en fonction du **temps** pour 10 °C sur l'axe vertical et 1 cm pour une min sur l'axe horizontal).

