

BACCALAUREAT PROTHESE DENTAIRE		Session :	
EPREUVE E3 : EPREUVE PROFESSIONNELLE			
SOUS EPREUVE E32 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE 2		Coef. 6	
PARTIE : PROTHESE FIXEE		Durée : 14 h	
Nom – Prénom du candidat			
Centre de formation			

E 32 C - GRILLE D'ÉVALUATION EN COURS D'ÉPREUVE DE PROTHESE FIXEE

Compétences – indicateurs d'évaluation	Barème	Note
C 417 Fabriquer de façon traditionnelle tout type de maquette pour prothèses fixées et modéliser des éléments prothétiques ou des infrastructures en CAO		
Position des éléments sur le dispositif de coulée	15 points	/3
Qualité de la coulée après sablage et avant découpe des tiges de coulée		/2
L'homothétie est respectée pour la méthode traditionnelle (wax-up et clé)		/4
Qualité de l'opaque		/4
Traçabilité		/2
TOTAL C		/ 15

E 32 D - GRILLE D'ÉVALUATION FINALE DE PROTHESE FIXEE

Compétences – indicateurs d'évaluation	Barème	Note
C 415 Préparer des MPU de façon traditionnelle et numériser des modèles (MPU, mordu, Wax up...) pour FAO		
Le détournement respecte la préparation du praticien	6 points	
La limite est mise en évidence par un tracé au crayon adapté		
C 416 Stratifier et terminer le cosmétique sur tout le support		
L'application des couches de cosmétique pour la stratification est correctement réalisée	10 points	
Le rendu de la stratification interne est naturel		
La réalisation est conforme aux critères morphologiques		
C 417 Fabriquer de façon traditionnelle tout type de maquette pour prothèses fixées et modéliser des éléments prothétiques ou des infrastructures en CAO		
Le vernis espaceur est correctement appliqué conformément à la préparation et au type de prothèse à réaliser	7 points	/1
La cire d'étude respecte les critères morphologiques, fonctionnels et occlusaux (wax -up)		/4
La conception des éléments est conforme à la prescription et au bon de travail		/2
C 51 Contrôler l'ajustage et la fonction des éléments réalisés		
Respect de la fonction occlusale	15 points	/3
Respect des points de contact proximaux		/3
Ajustage des éléments		/7
Stabilité des infra structures		/2
Le DMSM respecte l'intégrité physiologique		
C 53 Contrôler la conformité du produit fini		
Qualité des intrados	7 points	/1
Qualité du polissage		/1
Etat de surface de la prothèse (inclusions, porosité , fêlure...)		/2
La teinte correspond au bon de travail et à la prescription		/3
TOTAL D		/ 45
TOTAL C + D		/ 60

Appréciation globale :

Noms, fonction des correcteurs :

Signatures :

Date :